


DIOP Boskovice – zdrojový most – ZM-1, ZM-2, ZM-3

Umístění v místnostech č. 107, 108 a 109:

Výbava tělesa zdrojového mostu:

- Přímé osvětlení (vypínač na zdroj.sloupu)
- Nepřímé osvětlení (ovládání na zdroj.sloupu)
- Noční osvětlení (ovládání na zdroj.sloupu)
- Zdrojový sloup 1000 mm, otočný na rameni 400 mm, posuvný, nosnost 100kg
- Pojezd s tyčí pro infuzní pumpy, tyč délky 1500mm, nosnost 75kg
- 2x zásuvka 230V (DO-ZIS) pro infuzní pumpy

Výbava zdrojového sloupu:



- 8x zásuvka 230V (DO-ZIS)
- kolík ochranného pospojení u každé zásuvky 230V
- 3x dvojitá zásuvka RJ 45
- vypínač nočního osvětlení, vypínač přímého osvětlení, vypínač nepřímého osvětlení
- 2x rychlospojka kyslík, 2x rychlospojka stl.vzduch, 2x rychlospojka vakuum
- 2x kanál s manžetou pro organizaci kabelů (cable management), uvnitř zdrojového sloupu

Příslušenství zdrojového sloupu:

- medilišta 180 mm na boku zdrojového sloupu
- medilišta 600 mm na přední straně zdrojového sloupu
- obvodová medilišta
- police 430x480 mm s bočními medilištami, se dvěma šuplíky, na polici budou připevněny berany pro snadnější manipulaci se zdrojovým sloupem
- rameno 300 mm zdvižné pro uchycení monitoru
- rameno 200+300 mm + tyč.1500mm + 4x háček na infuze
- 2x drátěný košík hloubka 600 mm, uchycení na medilištu
- 1x lampička, uchycení na medilištu

Příslušenství zdrojového mostu - stropní vyšetřovací svítidlo:

- LED technologie
- intenzita osvětlení 60.000 lx
- nastavení jasu 20 – 100 %
- barevná teplota 4500 K
- reprodukční index barev Ra 95
- reprodukční index barev R9 90
- hloubka osvětlení L1+L2 >120
- životnost zdroje min. 30.000 hodin

